

USER GUIDE 1-7

GUIA DEL USUARIO 8-14



COMODITÀ

Excellence in design and safety

COMODITÀ Siena
all terrain



COMPACT ROLLING WALKER
CAMINADOR COMPACTO CON RUEDAS

model number: COM 700

Welcome to COMODITÀ!

Thank you for choosing the COMODITÀ Siena All Terrain Rolling Walker (Ref. COM 700). At COMODITÀ, we are committed to your comfort, safety, and mobility. Our products are designed to make daily activities easier and to help you move with confidence and independence.

The Siena All Terrain Rolling Walker combines a modern, patented design with strong, reliable construction. Tested and approved under international safety standards, it supports users up to 250 lbs. and is built with high-quality materials to provide the stability and durability you can trust.

This model includes a removable cup holder, cane holder, and washable nylon shopping bag, adding convenience to your everyday use. With two 12" front wheels and two 10" rear wheels, made of soft, solid PU tires, the Siena All Terrain is ideal for both indoor and outdoor use in all kinds of terrains.

Please do not hesitate to contact us at info@comoditausea.com if you have any doubts, questions or problems. We are here to help!

Main Features:

- Extra-large 12" front wheels and 10" rear wheels with solid, soft PU tires, for safer indoor and outdoor use
- Wide, comfortable nylon seat
- Adjustable handle height
- Padded ergonomic reinforced backrest, with built-in phone pocket
- Convenient removable cup holder
- Cane holder and included
- Hand brake locks for safety while sitting
- Sideways folding construction makes it very compact and easy to transport
- Two light reflectors at the front and two at the back for additional safety
- Nylon shopping bag with light reflecting strap for added security

Product Dimensions and Specifications

- Unit weight: 24 lb. (11 kg)
- Weight capacity: 250 lb. (114 Kg)
- Recommended user height: 5'4" to 6'4" (1,62 m to 1,90 m)
- Overall height: 36" / 44" (91 cm / 111 cm)
- Overall length: 31" (79 cm)
- Overall width: 26" (66 cm)
- Folded measurements: 36"x 12"x 31"
- Front wheel diameter: 12" (30 cm)
- Back wheel diameter: 10" (20 cm)
- Seat height from floor: 23" (59 cm)
- Seat depth: 11" (28 cm)
- Seat width: 18" (46 cm)
- Size of nylon bag: 15" W, 8" D, 10" H (38 cm W, 20cm D, 25cm H)

Assembly Instructions

Assembling your COMODITÀ Siena All Terrain Rolling Walker is extremely simple!

1. Open the walker and lock it in the opened position by pushing down the sides of the seat onto the main frame until you hear a click.



2. Insert both sides of the nylon shopping bag straps around the nylon bag supports on the sides of the seat.



3. Insert the cup holder into its plastic support on the side of the walker.



4. Adjust the height of the handles by standing upright behind the walker with the shoulders relaxed and arms hanging at your side. The handgrips should be at a height even with your wrists.



5. Press the orange button to release the handle and set it to your desired height.



IT IS THAT SIMPLE! NO TOOLS, NO LOOSE PARTS!

Operating Instructions

TO WALK:

- Position yourself behind the walker and hold both handles firmly.
- Roll your walker slowly forward so that the rear wheels are a few inches ahead of your body.
- While maintaining a steady and safe roll forward, place your foot in line with the rear wheels.
- Repeat the movement with your other foot.
- To slow down, slowly squeeze the brake handles up.
- To lock the brakes, push down on the brake handles until the brakes "click" into locked position. Do not push it any further than this point.
- To unlock the brakes and resume walking, pull up the brake handles until you hear a "click."

TO USE THE SEAT OF YOUR WALKER:

- Make sure your walker is in a flat surface, not on an incline.
- LOCK the brakes before sitting.
- Make sure your feet rest flat on the ground.

Care and Maintenance

PERIODIC BRAKE ADJUSTMENT

To adjust the sensitivity of the brake:

- To tighten the brake (reduce the gap between the brake pad and wheel) rotate the adjusting nut clockwise.
- To loosen the brake (increase the gap between the brake and the wheel) rotate the adjusting nut counterclockwise.



WARNING!

- Over adjustment of the brake might prevent the wheels from moving freely.
- Under adjustment of the brake may cause the brake pad not to engage at all.
- **DO NOT USE** THE WALKER IF THE BRAKES ARE NOT WORKING PROPERLY.

Safety Instructions

WARNING!!! Failure to follow safety instructions may result in serious injuries.

- **DO NOT** use this product as a wheelchair.
- **DO NOT** transport someone while sitting on this walker.
- **DO NOT** exceed maximum weight capacity.
- Brakes **MUST** be on **LOCKED** position before sitting on the seat.
- **DO NOT** self-propel the walker while seated.
- **DO NOT** sit on the walker on an incline.
- **INSPECT BRAKES** before each use.
- **DO NOT** use the walker if the brakes are not working properly.
- **ALL WHEELS MUST** be in contact with the floor or ground at all times.
- **BACKREST IS NOT** intended to support your full weight. It is intended to provide back support while you are seated.
- **DO NOT** use in escalators, stairs, moving sidewalks or uneven surfaces.
- **BOTH FEET** should rest flat on the ground when sitting.
- **ALWAYS** check if the seat is locked down and well connected to the frame when the rollator is open.

Warranty

Your Comodità Rolling Walker is warranted to be free of defects in material and workmanship for a period of one year from the date of purchase for the original owner. This warranty does not cover product failure due to user negligence, misuse of the product, failure to adhere to instructions, or normal wear and tear. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our discretion, repair or replace the product. This warranty does not include any labor or shipping charges. Please contact our customer service at info@comoditausa.com. We will provide a return authorization number. You will be required to include a copy of your original bill of sale.

Acerca de su caminador COMODITÀ Siena All Terrain

Gracias por elegir el caminador COMODITÀ Siena All Terrain (Ref. COM 700). En COMODITÀ con su comodidad, seguridad y movilidad. Nuestros productos están diseñados para facilitar sus actividades diarias y ayudarle a moverse con confianza e independencia.

El andador Siena All Terrain combina un diseño moderno patentado con una construcción robusta y fiable. Probado y aprobado según normas internacionales de seguridad, , soporta usuarios de hasta 114 Kg y está fabricado con materiales de alta calidad para ofrecer la estabilidad y durabilidad que necesita.

Este modelo incluye un portavasos extraíble, una porta bastón y una bolsa de compras de nailon lavable, lo que añade comodidad a su uso diario. Con dos ruedas delanteras de 12" y dos traseras de 10" fabricadas con neumáticos de PU blandos y sólidos, la Siena All Terrain es ideal para usar tanto en interiores como en exteriores en todo tipo de terrenos.

Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.comoditausea.com si tiene alguna duda, pregunta o problema. ¡Estamos aquí para ayudar!

Principales características:

- Ruedas delanteras extra grandes de 12" y traseras de 10" con neumáticos sólidos y blandos de PU para un uso más seguro en interiores y exteriores.
- Asiento de nailon amplio y cómodo.
- Altura del manillar ajustable.
- Respaldo ergonómico acolchado y reforzado, con bolsillo integrado para el teléfono.
- Practico portavasos removible.
- Porta bastón y portabas ton incluidos.
- Freno de mano con bloqueo para mayor seguridad al sentarse.
- Su diseño plegable lateral lo hace muy compacto y fácil de transportar.
- Dos reflectores de luz delanteros y dos traseros para mayor seguridad.
- Bolsa de compras nylon con correa reflectante para mayor seguridad.

Dimensiones y especificaciones del producto

- Peso de la unidad: 11 kg (24lb)
- Capacidad de peso: 114 Kg (250lb)
- Altura recomendada del usuario: de 1.62m a 1.90m
- Altura total: 91 cm / 111 cm)
- Longitud total: 79 cm
- Ancho total: 66 cm
- Medidas plegado: 36 x 12 x 31 pulgadas
- Diámetro de la rueda delantera: 30 cm
- Diámetro de la rueda trasera: 20 cm
- Altura del asiento desde el suelo: 59 cm
- Profundidad del asiento: 28 cm
- Anchura del asiento: 46 cm

Instrucciones de montaje

¡El montaje de su Caminador COMODITÀ Siena All Terrain es extremadamente simple!

1. Abra el caminador y bloquéelo en la posición abierta empujando hacia abajo los lados del asiento sobre el marco principal hasta que escuche un clic.



2. Inserte ambos lados de las correas de Nailon de la bolsa de compras alrededor de los soportes de Nailon de la bolsa en los costados del asiento.



1. Introduzca el portavasos en su soporte de plástico en el lateral del caminador.



2. Ajuste la altura de las manijas poniéndose de pie detrás del caminador con los hombros relajados y los brazos colgando a su lado. Las manijas deben estar a la misma altura que sus muñecas.



3. Presione el botón naranja para liberar el mango y ajustarlo a la altura deseada.



¡ES ASI DE SIMPLE! SIN PIECES SUELTAS Y SIN HERRAMIENTAS

Instrucciones de operación

PARA CAMINAR:

- Colóquese detrás del caminador y sostenga firmemente las dos manijas.
- Haga rodar el caminador lentamente hacia delante para que las ruedas traseras estén a unas pocas pulgadas de su cuerpo.
- Manteniendo un movimiento firme y seguro hacia delante, coloque el pie en línea con las ruedas traseras.
- Repita el movimiento con el otro pie.
- Para ralentizar, apriete lentamente los mangos del freno hacia arriba.
- Para bloquear los frenos, empuje hacia abajo las manijas de los frenos hasta que los frenos hagan "clic" en la posición bloqueada. No los empuje más allá de este punto.
- Para desbloquear los frenos, levante las manijas de los frenos hasta que escuche un "clic".

PARA USAR EL ASIENTO DE SU CAMINADOR

- Asegúrese de que su caminador esté en una superficie plana, no en una pendiente.
- **BLOQUEE** los frenos antes de sentarse.
- Asegúrese de que sus pies alcanzan el suelo.

Cuidado y mantenimiento

AJUSTE DE FRENO PERIÓDICO

Para ajustar la sensibilidad del freno:

- Para apretar el freno (reducir el espacio entre la pastilla de freno y la rueda), gire la tuerca de ajuste en el sentido de las agujas del reloj.
- Para aflojar el freno (aumentar el espacio entre el freno y la rueda), gire la tuerca de ajuste hacia la izquierda.



¡ATENCIÓN!

- El ajuste excesivo de frenos puede impedir que las ruedas se muevan libremente.
- El ajuste del freno puede hacer que la pastilla de freno no se acople en absoluto.
- NO UTILICE EL CAMINADOR SI LOS FRENOS NO ESTÁN TRABAJANDO CORRECTAMENTE.

Instrucciones de seguridad

!!!ATENCIÓN!!!

**No seguir estas instrucciones de seguridad
puede causar lesiones graves.**

- **NO** use este producto como una silla de ruedas.
- **NO** transporte a alguien mientras está sentado en este caminador.
- **NO** exceda la capacidad máxima de peso.
- Los frenos **TIENEN** que estar en posición **BLOQUEADA** antes de sentarse en el asiento.
- **NO** propulsar el caminador mientras está sentado.
- **NO** se siente sobre el caminador en una pendiente.
- **INSPECCIONAR LOS FRENOS** antes de cada uso.
- **NO** utilice el caminador si los frenos no estén funcionando correctamente.
- **TODAS LAS RUEDAS DEBEN** estar en contacto con el suelo a todo momento.
- **EL RESPALDO NO** está diseñado para soportar todo su peso. Está diseñado para proporcionar apoyo a su espalda mientras está sentado.
- **NO** lo use en escaleras mecánicas, escaleras, aceras en movimiento o superficies irregulares.
- **AMBOS PIES** deben alcanzar el suelo cuando está sentados.
- **SIEMPRE** compruebe si el asiento está bloqueado y bien conectado al caminador cuando el rodillo está abierto.

Garantía

Su caminador Comodità está garantizado de estar libre de defectos de material y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra del propietario original. Esta garantía no cubre el fallo del dispositivo debido a negligencia del usuario, mal uso del producto, incumplimiento de las instrucciones o desgaste normal. En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, nosotros, a nuestra opción, repararemos o reemplazaremos el dispositivo. Esta garantía no incluye gastos de mano de obra ni gastos de envío. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en info@comoditaua.com.

Proporcionaremos un número de autorización de devolución. Se le pedirá que incluya una copia de su factura original de venta.



COMODITÀ

Excellence in design and safety

COMODITÀ Siena
all terrain

Compact rolling walker - model COM 700

Caminador compacto con ruedas - modelo COM 700

Manufactured in China for:

COMODITÀ LLC USA

www.comoditausea.com

info@comoditausea.com